

**Антимикробная активность Панелей потолочных металлических т.м. Orcal Bioguard
Armstrong с антимикробным покрытием для «чистых помещений»
контаминированных S.aureus**
(наименование образца)

СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

«Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности» (М., 1998)

(НД на методы исследований)

Образец	Экспозиция	Staphylococcus aureus	
		КОЕ/мл	эффективность, %
опыт	1 час	31000	89,60
	4 часа	3500	95,77
	24 часа	40	99,58
контроль	1 час	298000	-
	4 часа	82700	-
	24 часа	9500	-

Результаты испытаний распространяются только на представленные на испытания образцы.

Частичная перепечатка запрещена.

Руководитель лаборатории

Испытатель



Л.А.Иванова

Н.В.Горлова