

**Антимикробная активность Панелей потолочных металлических т.м. Orca! Bioguard
Armstrong с антимикробным покрытием для «чистых помещений»
контаминированных *P.aeruginosa*
(наименование образца)**

СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

«Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности» (М., 1998)

(НД на методы исследований)

Образец	Экспозиция	Pseudomonas aeruginosa	
		КОЕ/мл	эффективность, %
опыт	1 час	60000	85,70
	4 часа	95	93,40
	24 часа	9	99,20
контроль	1 час	420000	-
	4 часа	1445	-
	24 часа	1069	-

Результаты испытаний распространяются только на представленные на испытания образцы.

Частичная перепечатка запрещена.

Руководитель лаборатории

Испытатель



Л.А.Иванова

Н.В.Горлова